



Za pomoci tohoto pracovního listu a plynového chromatografu Vernier GC Mini provedte měření neznámých vzorků a stanovení methanolu a ethanolu.

1. Nejprve je potřeba si ujasnit rozdíly mezi methanolem a ethanolem. Napiš vlastnosti obou látek. Jaké jsou mezi nimi rozdíly? Lze je rozeznat pouhými smysly (zrak, čich)?

a) Methanol:

b) Ethanol:

2. Podle které látky je pojmenován tento pracovní list „Nevinný zabiják“? A proč se jí tak dá říkat?


3. V chemických tabulkách vyhledej body varů obou látek a zapiš je do připravené tabulky. Nakresli strukturní vzorce.

	Bod varu (°C)	Strukturní vzorec
Ethanol		
Methanol		

4. Methanol a ethanol se od sebe velmi těžko dají oddělit. Jednou z mála efektivních metod je plynová chromatografie. Využij své znalosti a vyplň následující tabulku.

Plynová chromatografie	
Mobilní fáze:	
Stacionární fáze:	
Jaké látky je možné oddělovat?	

5. Popište schéma plynového chromatografu. Použijte pojmy z nabídky.



Obrázek 1 Schéma plynového chromatografu (Opletal, 1994)

*Nabídka:* vzorek, termostat, chromatogram, nosný plyn, kolona, zesilovač signálu, detektor, regulátor průtoku, nástřík vzorku a nosného plynu

## Stanovování methanolu a ethanolu pomocí chromatografu Vernier GC-mini

*Pomůcky:* přístroj Vernier GC mini, stříkačka s inzulínovou jehlou, buničina, počítač nebo notebook s nainstalovaným programem Logger Pro 3.8.6. (nebo novější verze)

*Chemikálie:* neznámý vzorek ve vialce, ethanol, methanol

*Ochranné pomůcky:* laboratorní plášť, laboratorní brýle, gumové rukavice

Upozornění: Dávkování vzorku do přístroje se provádí stříkačkou s velmi ostrou jehlou. Dbejte na zvýšenou bezpečnost při manipulaci s jehlou. Vzhledem k těkavosti vybraných alkoholů, provádějte pokus v digestoři nebo dobře větrané místnosti.

### 1. Příprava přístroje k měření

- a. Zapněte Mini GC.
- b. Připojte GC USB kabelem k počítači nebo ekvivalentnímu zařízení
- c. Spusťte program Logger Pro.
- d. Klikněte na bílou šipku v zeleném rámečku.
- e. Zobrazí se tabulka, kterou vyplňte podle druhu vzorku, který budete analyzovat. Nastavte následující hodnoty.

	Páry čistého methanolu	Páry čistého ethanolu nebo směsi
Start temperature	64,70 °C	78,29 °C
Hold time	3 min	3 min
Ramp rate	5°C/min	5°C/min
Final temperature	64,70 °C	64,70 °C
Hold time	3 min	3 min
Total length	6.0 min	6.0 min
Pressure	1.0 kPa	1.0 kPa

- f. Potvrďte váš výběr a přístroj se začne zahřívat.

Poznámka: Objeví se nová zpráva, "Do not inject until GC is ready (nedávkujte vzorek, dokud GC není připraven k měření)", a LED dioda Mini GC svítí červeně. Mini GC se několik minut bude zahřívat na provozní teplotu, poté se stabilizuje. Ve chvíli, kdy je chromatograf připraven k dávkování vzorku (injekční stříkačkou) – objeví se zpráva "Inject the sample", a LED dioda se rozsvítí zeleně. Během zahřívání chromatografu proveďte úkoly v bodech 4-6.

## 2. Příprava vzorku

### Čištění stříkačky

- Zasuňte zcela píst.
- Nasajte a vysajte alespoň 3x okolní vzduch.
- Opatrně vypusťte kapalinu do ubrousku.

Příprava – standardu nebo vzorku – POZOR!!! – nesmíte nasát kapalinu, nasávejte jen plyn!!!

- Zapíchněte jehlu do vialky se standardem (nebo vzorkem) přes septum tak, aby jehla byla ponořena do kapaliny ve vialce, cca 2-4 mm ode dna vialky.
- Otočte vialku dnem vzhůru tak, aby se ústí jehly ocitlo bezpečně mimo kapalinu.
- Několikrát vytáhněte a zasuňte píst stříkačky (vždy tak, abyste bezpečně nasávali plyn (páry)). Nesmí se stát, že byste nasáli kapalinu.
- Naberte cca 1,3 ml (dle stupnice na stříkačce) plynu nad kapalinou. Otočte vialku zpět dnem dolů a vytáhněte stříkačku z vialky.
- Posuňte píst tak, aby objem nasátého plynu byl přesně 1 ml.
- Jemně otřete jehlu do ubrousku či buničiny.

### Dávkování vzorku

Připravte se na dávkování standardu nebo vzorku do chromatografu. To je třeba provést bezprostředně po nadávkování do stříkačky. Je *výhodné pracovat ve dvojici*, jeden bude ovládat chromatograf přes PC, druhý dávkovat vzorek.

- Pokud Mini GC dosáhlo své pracovní teploty a tlaku a je připraveno k měření, objeví se zpráva: "Inject the sample" a LED dioda na Mini GC svítí zeleně.
- Zasuňte jehlu injekční stříkačky do dávkovacího otvoru chromatografu tak, že držíte stříkačku jednou rukou nahoře a druhou dole, aby rukou nahoře bylo možno stlačit píst. Stříkačka musí jít kolmo k chromatografu a být co nejvíce v této poloze stabilní.
- V jednu chvíli stlačte píst a zároveň stiskněte položku "Změřit", čímž spustíte měření. Ihned ale opatrně, vydejte stříkačku z dávkovacího otvoru.

Zatímco probíhá měření, stříkačku několikrát propláchněte vytažením a zatažením pístu vzduchem. Sběr dat bude ukončen po zhruba 6 minutách.

## 3. Analýza výsledných chromatografů

- Zvolte "Analysis" z menu "Integration using maxima"
- Vyberte a integrujte píky. Ke každému vzniklému píku si do tabulky pod chromatogram запиšte, o jakou látku, případně o jaké množství se jedná.
- Poznamenejte si retenční čas do tabulky níže, stejně tak název látky, je-li znám.
- Pokud je ve chromatogramu více složek (píků), proveďte vyhodnocení pro všechny z nich.
- Pokud jste označili a vyhodnotili všechny píky, zvolte OK.

Příslušné kroky proveďte s oběma standardy i se vzorkem.

Vyhodnoťte měření níže.

Po skončení měření vypněte Mini GC.

## 4. Vyhodnocení měření

Vyplňte tabulku podle dat získaných z měření.

Látka	Eluční pořadí (1-5)	Retenční čas (min)
methanol		
ethanol		
Směs methanolu a ethanolu		

a. Přibližně načrtněte výsledné chromatogramy. Nezapomeňte na popis os.

b. Pokud je to možné, pokuste se z chromatogramu směsi určit, jaké množství methanolu a ethanolu bylo ve vzorku. Pokud to není z chromatogramu patrné, vymyslete důvody, proč se neprojevíly jasné píky.