

ERATTA

STR.46 - Tabulka 11 – Optimální nastavení pro HPLC analýzu

Stacionární fáze	Ascentis® Express RP-Amide 150 x 4,6 mm, 2,7 µm částice Supelco Analytical
Předkolona	Ascentis® RP-Amide 5 x 4,6 mm, 2,7µm částice Supelco Analytical
Mobilní fáze	Acetonitril 100 %/0,1% kys. fosforečná
Objem nástřiku	5 µl
Rychlost průtoku	1 ml/min
Teplota v kolonovém prostoru	30 °C
Detekce	<b>280</b> nm THK, 341 nm PIP, 425 nm kurkumin, DMK, BDMK
Režim analýzy	gradientový
Typ gradientu	5–100 % organická MF
Délka měření	12,5 minuty

STR.70- Dle měření bylo vyhodnoceno, že pro zákazníka je poměrem cena/obsah nejvíce výhodný doplněk stravy Liftea Kurkumin a nejméně výhodný doplněk stravy **Curcumin tumeric od značky Jamieson.**

(Změny tučným písmem)